

(1) 용기 등의 기재사항

- 1.수입자의 상호 및 주소 : (주)신흥, 서울 중구 청파로 450
- 2.제조원 : SHOFU INC(일본)
- 3.신고번호 및 명칭
허가번호 수인 26-4427호
품목명: 일반용치과도재
모델명 : Vintage Art Yellow 외 34종
- 4.제조번호, 제조년월 : 제조원 표기사항 참조
- 5.중량 또는 포장 단위 : 제조원 포장단위에 의함
- 6.본 제품은 의료기기임
7. 이 제품의 첨부문서는 수입자인 (주)신흥 홈페이지 내 쿼메뉴 "전자첨부문서"에서 제공됨
홈페이지 주소 : www.shinhung.co.kr

의료기기

(2) 첨부 문서의 기재사항

- 1.수입자의 상호 및 주소 : (주)신흥, 서울 중구 청파로 450
- 2.제조원 : SHOFU INC(일본)
- 3.신고번호 및 명칭
허가번호 수인 26-4427호
품목명: 심미수복용복합레진
모델명 : BEAUTIFIL II 4.5G A1외 14종
- 4.제조번호, 제조년월 : 제조원 표기사항 참조
- 5.중량 또는 포장 단위 : 제조원 포장단위에 의함
- 6.본 제품은 의료기기임
- 7.사용방법 및 사용상의 주의사항

<사용방법>

- ① 사용 전에 수복물의 표면을 깨끗이 한다.
- ② 플라스틱 스파툴라를 이용해 사용 전에 페이스트를 잘 섞어준다.
- ③ 패트에 페이스트를 덜어낸다. 색을 조절하기 위해, 스테인 페이스트를 섞어준다.
- ④ 페이스트나 glazing paste의 점도 조절이 필요할 경우에는 Stain Liquid를 섞어 조절한다.
- ⑤ 브러쉬를 사용해 발라준다.
- ⑥ 다음의 소성 스케줄에 따라 소성한다.

<신터링 스케줄>

Drying °C	Drying min.	Vacuum Start	inc. Temp. °C/min	Final Temp. °C	Vacuum End °C	Hold min
-----------	-------------	--------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------

600	5-7	-	50-60	830-850	-	-
-----	-----	---	-------	---------	---	---

치근부 혹은 안쪽 포셀라인 스테이닝

Drying °C	Drying min.	Vacuum Start	inc. Temp. °C/min	Final Temp. °C	Vacuum End °C	Hold min
600	5-7	-	50-60	830-870	-	-

바깥쪽 스테이닝

Drying °C	Drying min.	Vacuum Start	inc. Temp. °C/min	Final Temp. °C	Vacuum End °C	Hold min
600	5-7	-	50-60	1000	-	2

포셀라인 치아

Drying °C	Drying min.	Vacuum Start	inc. Temp. °C/min	Final Temp. °C	Vacuum End °C	Hold min
600	5-7	-	50-60	1050	-	5

질코니아/알루미나 도재

소성온도는 사용 퍼낸스의 타입에 따라 달라질 수 있으므로, 적절한 소성 조건하에서 테스트 할 것을 권장함.

<사용 시 주의사항>

- ① 본래의 용도로만 사용하도록 한다.
 - ② 손으로 만지지 말고, 피부나 눈에 닿지 않도록 한다.
 - ③ 피부에 묻었을 때에는 알코올 솜으로 닦아내고, 흐르는 물에 닦는다.
 - ④ 눈에 들어갔을 때에는 물로 씻어내고, 의사에게 보인다.
 - ⑤ 발진이나 염증이 생기면, 작업을 중단하고 의사에게 보인다.
- 8) 제품의 사용목적 : 치과용 세라믹 스테인 도재이다.
- 9) 보관 및 저장 방법 : 실온
- 10) 기타 필요한 기재사항
- ① 유효기간 : 파우더 37개월, 리퀴드 3년
- 11) 부작용 보고 관련 문의처 : 한국의료기기 안전 정보원 080-080-4183

개정일자 : 2026.09.14(Rev.5)

(3) 모델목록

1. Vintage Art A shade
2. Vintage Art B shade
3. Vintage Art BASIC COLOR SET
4. Vintage Art Black
5. Vintage Art Black Brown
6. Vintage Art Blue
7. Vintage Art Blue-Gray
8. Vintage Art Brown
9. Vintage Art C shade
10. Vintage Art Corn Yellow
11. Vintage Art D shade
12. Vintage Art Dark Red Brown
13. Vintage Art EFFECT COLOR SET
14. Vintage Art F-A shade
15. Vintage Art F-B shade
16. Vintage Art F-C shade
17. Vintage Art F-D shade
18. Vintage Art F-R shade
19. Vintage Art Glazing Paste
20. Vintage Art Gray
21. Vintage Art Green
22. Vintage Art Khaki
23. Vintage Art Mamelon Ivory
24. Vintage Art Mamelon Pink
25. Vintage Art Orange
26. Vintage Art Orange Brown
27. Vintage Art Pink
28. Vintage Art Pink Orange
29. Vintage Art R shade
30. Vintage Art Rose Pink
31. Vintage Art STAIN LIQUID 50ml
32. Vintage Art Violet
33. Vintage Art White
34. Vintage Art Wine Red
35. Vintage Art Yellow